# İşitme Testi Uygulaması Proje Planı (Revize)

## Amaç

- Kullanıcıya standart testten farklı, senaryo tabanlı bir işitme testi deneyimi sunmak.
- Kullanıcıya test sonunda kişiselleştirilmiş sonuç vermek.
- Kullanıcıdan e-posta veya telefon bilgisini almak.
- Pazarlama/CRM amaçlı bu verileri kullanmak.

## X Teknoloji ve Altyapı

- Frontend: Next.js (Lovable → Cursor → Vercel)
- Backend: Node.js / API routes (Vercel Functions)
- Veritabanı: Supabase / Firebase
- Ses İsleme: Web Audio API
- Deployment: Vercel

## Modüller

## 1. Kullanıcı Giriş Ekranı

- Açıklama: "Bu test senin işitme duyunu günlük hayattan seslerle ölçüyor."
- Yaş grubu seçimi:

	ryo Seçimi (Yaş & Cinsiyete Göre)
<ul><li>Çocu</li></ul>	k:
0	Anaokulu
0	Park
0	Çizgi film ortamı
• Genç	/ Orta – Erkek:
0	Stadyum
0	Trafik
0	Havalimanı
• Genç	/ Orta – Kadın:
0	AVM
0	Bayram ziyareti
0	Cafe
• Yaşlı	- Erkek:
0	Stadyum
0	Trafik
0	Havalimanı

Çocuk

Yaşlı

Genç / Orta

• Cinsiyet seçimi: Kadın / Erkek

- Yaşlı Kadın:
  - o AVM
  - o Bayram ziyareti
  - Cafe

## 3. Test Senaryosu

- Ortam sesleri (arka plan gürültüsü) yavaş yavaş artar.
- Üzerine konuşmalar eklenir (ör: "gol", "uçuş", "hediye", "kahve", "oyun", "öğretmen").
- Kullanıcı hangi kelimeyi duyduğunu ekrandan seçer.
- Sistem → seçilen kelimenin frekans aralığını işaretler.

### 4. Sonuç Ekranı

- Kullanıcıya:
  - o "Tebrikler, duyduğun ilk kelime '\_\_\_\_' oldu."
  - o "Bu kelime yaklaşık \_\_\_ Hz aralığında."
- Daha fazla kişisel analiz için kullanıcıdan **e-posta/telefon** istenir.

## 5. İletişim Toplama

- Basit form: Ad Soyad, E-posta, Telefon.
- Zorunlu alan: e-posta veya telefon.
- KVKK / GDPR onay kutusu.

## 6. Raporlama ve E-Posta

- Kullanıcı formu doldurduktan sonra otomatik e-posta gönderilir:
  - "Merhaba [isim], işitme testinde duyduğun frekans: [frekans]. Daha detaylı rapor için bizimle iletişime geçebilirsin."

## 

#### users tablosu:

- id (UUID)
- name
- email
- phone
- age\_group (çocuk / genç-orta / yaşlı)
- gender (kadın / erkek)
- scenario (ör: park, stadyum, cafe)
- heard\_word (ör: gol, kahve, öğretmen)
- frequency (Hz değeri)
- created\_at

## 🚀 Geliştirme Adımları

### 1. Proje Kurulumu

- Lovable → Next.js template
- o Supabase entegrasyonu

Vercel deploy

### 2. Kullanıcı Giriş Ekranı

- Yaş grubu + cinsiyet seçimi formu
- Senaryoya yönlendirme

### 3. Ses Senaryoları

- Çocuk → (anaokulu, park, çizgi film) sesleri
- Genç/Orta + Yaşlı → kadın/erkek senaryoları
- Ortam + kelimeler (artan ses seviyesi)
- o Web Audio API ile frekans yakalama

### 4. Sonuç ve Form

- Kullanıcının duyduğu kelime kaydı
- Frekans eşleştirmesi
- İletişim formu

### 5. Mail Entegrasyonu

- Kullanıcıya sonuç maili gönderme
- Veritabanına kayıt

## 6. Test & Optimizasyon

- o Farklı cihazlarda test
- o Kullanıcı deneyimi iyileştirme

## 📈 Başarı Ölçütleri

- Testi tamamlayan kullanıcı sayısı
- Mail/telefon bırakan kullanıcı yüzdesi
- Yaş grubuna göre duyulan kelime dağılımı

•